

# LUMINOUS LIFT, PER RISCOPRIRE UNA NUOVA LUCE

Luminous Lift è il rivoluzionario peeling dermoestetico per viso, collo e décolleté in grado di donare, in sole tre sedute, una **pele uniformemente perfetta, distesa e luminosa**, senza le fastidiose reazioni di sensibilizzazione di un vero e proprio peel off dermatologico. I tre step del trattamento consentono di correggere antiestetiche macchie della pelle, segni del tempo, un colorito non uniforme e asfittico, imperfezioni e cicatrici post-acneiche. **Sin dal primo step**, il viso apparirà radioso, ridefinito, con i tratti distesi e rinvigoriti, la texture della pelle perfettamente uniformata, con effetto porcellana. **Risultati immediati, sicuri e duraturi.**

## RISULTATI

EFFETTO LUMINOSITÀ INTEGRALE\*  
**+ 30%**

IMPERFEZIONI CUTANEE\*  
**- 40%**

EFFETTO LIFTING E TENSORE\*  
**+ 25%**

PORI DILATATI\*  
**- 20%**

EFFETTO PELLE DI PORCELLANA\*  
**+ 30%**

\*Risultati da test di autovalutazione in vivo su soggetti in istituto.

## FREQUENZA CONSIGLIATA

3 SEDUTE  
(1 a settimana)

+

2 SEDUTE DI MANTENIMENTO  
(dopo un intervallo di 2 settimane)

## HOME CARE TREATMENT

Luminous Lift Crema e Luminous Lift Siero costituiscono un trattamento home care unico ed esclusivo. Usati in modo costante e combinato, mattina e sera, questi due prodotti portentosi attenuano e riempiono le rughe, donando alla pelle un colorito uniforme e incredibilmente radioso, oltre a un nuovo turgore e una rinnovata freschezza.

LUMINOUS LIFT  
Crema illuminante viso  
effetto lifting 3D - SPF 8  
50 ml

LUMINOUS LIFT  
Siero viso bioattivatore di  
luminosità ad effetto lifting 3D  
30 ml



## I MATERIALI PER IL TUO ISTITUTO



BANNER  
FORMATO 75 X 140 CM

DEPLIANT  
FORMATO 15 X 15 CM



Gerard's  
COSMETIC CULTURE

CANVASS LUMINOUS

NUOVO  
LUMINOUS LIFT.



Il primo trattamento  
che dona luminosità integrale  
ed effetto lifting 3D  
in sole 3 sedute

MADE IN ITALY  
DAL 1970  
[www.gerards.com](http://www.gerards.com)



## SCRUB VISO PREPARATORIO DEL PH

### STEP 0: FASE DI ANAMNESI PRELIMINARE



Durata 8'

#### PATCH TEST GEL VISO ESFOLIANTE

Verificare che non siano in corso patologie dermatologiche e che la cliente non sia stata sottoposta a un peeling, medicale e non, negli ultimi tre mesi. Procedere poi con il test di sensibilità cutanea, usando il patch test gel viso esfoliante in dotazione.



Durata 10'



### STEP 1

#### DETERGENTE E PREPARATORIA

Prepara la pelle alla successiva fase del trattamento, ristabilendo il pH e donando un piacevole effetto soft touch, senza causare disidratazione. Grazie a uno scrub meccanico in crema, purifica da cellule morte e impurità, lasciando la pelle libera di respirare.

#### RISULTATI


- Grana della pelle affinata e levigata
- Colorito uniformato e perfezionato

1. DETERGENZA CON AQUASENSE LATTE DETERGENTE
2. APPLICAZIONE SCRUB VISO PREPARATORIO DEL PH
3. RIMOZIONE CON MANOPOLE IMBIBITE DI ACQUA TIEPIDA
4. TONIFICAZIONE CON AQUASENSE TONICO

### FOCUS SU

Pelle spenta e asfittica, colorito non uniforme

#### ATTIVI



POLVERE DI CORINDONE 0,5%



TÈ VERDE 1%

#### FISIOTECNOLOGIA

- Lascia intatto il film idrolipidico cutaneo
- Elimina le cellule morte in superficie
- Stabilisce il pH ideale per l'azione del blend di acidi

## GEL VISO ESFOLIANTE AD AZIONE PROGRESSIVA

### STEP 2



Durata dai 3' agli 8'



#### ESFOLIANTE E RIGENERANTE

Accelera il naturale turnover cellulare, stimolando la produzione di collagene ed elastina. Il protagonista della seduta è un sensazionale gel esfoliante ad azione progressiva, che vanta risultati simili a un peel off dermatologico, senza causare le fastidiose reazioni di sensibilizzazione e i relativi disagi sociali.

#### RISULTATI


- Pelle rigenerata, come nuova
- Colorito uniformato e straordinariamente luminoso
- Minimizzazione dei pori dilatati e delle imperfezioni cutanee

1. APPLICAZIONE GEL VISO ESFOLIANTE AD AZIONE PROGRESSIVA
2. RIMOZIONE CON MANOPOLE IMBIBITE DI ACQUA TIEPIDA E EAU THERMALE


### FOCUS SU

Iperpigmentazione, discromie, imperfezioni e cicatrici post-acneiche

#### ATTIVI



ACIDO  
AZELAICO  
2,5%



ACIDO  
LACTOBIONICO  
3%



ACIDO  
SALICILICO  
2,5%

#### FISIOTECNOLOGIA

- Induce un'esfoliazione graduale ma progressiva
- Agisce sui radicali liberi responsabili di una pelle asfittica e priva di luminosità
- Esplica un'azione antiandrogena, contrastando le discromie cutanee e migliorando la texture non uniforme

## MASCHERA VISO TAMPONE AD EFFETTO 3D

### STEP 3



Durata 25'



#### ILLUMINANTE, TONIFICANTE E ANTI-AGE

La purezza del Diamante, in sinergia con l'estratto d'Oro dalle proprietà anti-age, rende la pelle più compatta e densa, per una luminosità senza eguali. E non solo. Grazie alla sua texture fresca e al Sensicalmine, questa prodigiosa maschera ha un effetto calmante e desensibilizzante. Inoltre ha un'azione elasticizzante e riempitiva, e dona al viso un portentoso effetto sculpt.

#### RISULTATI


- Tessuti ricompattati
- Contorni del viso ridefiniti
- Elasticità ritrovata
- Effetto sculpt
- Effetto luce intensa

1. APPLICAZIONE DELLA MASCHERA VISO TAMPONE AD EFFETTO 3D
2. RIMOZIONE CON MANOPOLE IMBIBITE DI ACQUA TIEPIDA
3. TONIFICAZIONE CON EAU THERMALE E CONCLUSIONE


### FOCUS SU

Segni del tempo, perdita di tono, opacità


#### ATTIVI



POLVERE DI  
DIAMANTE  
1%



PARTICELLE  
ORO  
1%



LUMINESCINE®  
1,5%

#### FISIOTECNOLOGIA

- Idrata e ricompatta i tessuti cutanei
- Minimizza le imperfezioni e i segni del tempo
- Stimola la produzione delle fibre elastiche
- Dona uno straordinario effetto tensore e una luminosità senza eguali